



## SISTEMA PORTATILE DEVILBISS IGO® PER OSSIGENOTERAPIA, MODELLO 306DS GUIDA RAPIDA



**PERICOLO – VIETATO FUMARE**

1. **Leggere le informazioni incluse nella sezione Avvertenze importanti e rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni contrassegnate con le diciture Avvertenza e Attenzione riportate sul prodotto e nel manuale di istruzioni. Per la messa in funzione, attenersi accuratamente alle procedure.**

2. Posizionare il sistema iGo in un luogo appropriato.

3. Accertarsi che sull'inserto dell'impugnatura sia installato il filtro dell'aria.

4. Selezionare la fonte di alimentazione:

Funzionamento a corrente alternata – Collegare il cavo al sistema iGo e quindi alla presa a muro.

Funzionamento a corrente continua – Collegare il cavo al sistema iGo. **PRIMA DI INSERIRE IL CAVO NELLA PORTA PER ACCESSORI AD ALIMENTAZIONE CONTINUA, ACCENDERE IL VEICOLO.**

Batteria ricaricabile – Inserire le linguette della batteria negli alloggiamenti del vano e spingerla finché non si blocca incassandosi sul retro dell'unità.

**NOTA** – Prima di mettere in funzione il sistema iGo per la prima volta, è necessario installare la batteria, scaricarla del tutto e poi ricaricarla completamente.

1. Adoperare il dispositivo iGo alimentandolo solo a batteria fino al completo esaurimento della carica. L'unità si spegne e l'allarme di perdita di alimentazione emette un segnale acustico.

2. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di corrente per caricare completamente la batteria. Questa fase potrebbe durare anche 4 ore e mezza.

Non è possibile ricaricare la batteria collegandola a una porta ad alimentazione continua.

5. Collegare il tubo alla presa di uscita dell'ossigeno e alla cannula.

6. Per attivare il sistema iGo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.

7. A questo punto, il sistema DeVilbiss iGo è pronto per l'uso. Applicare una cannula nasale standard al naso e al viso. Respirare normalmente attraverso la cannula.

8. Impostare la modalità di erogazione desiderata premendo l'apposito pulsante di selezione. All'accensione del sistema, verranno attivate automaticamente la modalità e l'impostazione di flusso utilizzate per ultime.

a. Flusso continuo – Il flusso di ossigeno erogato tra il tubo e la cannula nasale non viene mai interrotto.

b. PulseDose® – Viene rilasciato un impulso di ossigeno ad ogni respiro.

9. Controllare la portata del flusso utilizzando gli appositi pulsanti per impostarla sui valori prescritti dal medico. **NOTA** – È possibile che il fornitore del sistema DeVilbiss abbia impostato il flusso in modo da non consentirne la regolazione.

10. Dopo aver utilizzato il sistema iGo, premere il pulsante di accensione/spegnimento e tenerlo premuto finché l'apparecchio non si spegne. Conservare il sistema in un luogo fresco e asciutto.

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501 USA

800-338-1988 • 814-443-4881 • [www.DeVilbissHealthcare.com](http://www.DeVilbissHealthcare.com)