

**TRAGBARES DEVILBISS IGO®-SAUERSTOFFSYSTEM,
MODELL 306DS KURZANLEITUNG****DE****GEFAHR – NICHT RAUCHEN**

1. **Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise und beachten Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise am Produkt und im Betriebshandbuch. Befolgen Sie alle Betriebsanweisungen.**
2. Stellen Sie Ihr iGo-System an einem geeigneten Ort auf.
3. Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter in der Griffenbuchtung installiert ist.
4. Wählen Sie eine Stromquelle aus:
Wechselstrombetrieb – Schließen Sie das Netzkabel an das iGo-System und eine Wandsteckdose an.
Gleichstrombetrieb – Schließen Sie das Netzkabel an das iGo-System an. LASSEN SIE DAS FAHRZEUG AN, BEVOR SIE DAS KABEL MIT DEM ANSCHLUSS FÜR DAS GLEICHSTROMZUBEHÖR VERBINDEN.
Akku – Führen Sie die Akkuführungen in die Schlitze im Akkufach ein und drücken Sie den Akku in das iGo-System ein, bis er fest sitzt und mit der Rückseite des Geräts abschließt.
HINWEIS – Bevor Sie Ihr iGo-System zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku installieren, vollständig entladen und dann vollständig laden.
 1. Betreiben Sie den iGo nur mit dem Akku, bis dieser vollständig entleert ist. Das Gerät schaltet aus und der Alarm „Stromausfall“ ertönt.
 2. Schließen Sie das Wechselstromnetzkabel an und stecken Sie es ein, um den Akku vollständig zu laden. Dies kann bis zu 4,5 Stunden ununterbrochener Ladezeit in Anspruch nehmen.
Der Akku wird **nicht** geladen, wenn das Gerät an einen Gleichstromanschluss angeschlossen ist.
5. Schließen Sie die Schläuche sowie die Kanüle am Sauerstoffausgang an.
6. Betätigen Sie den Netzschalter und halten Sie ihn, um Ihr iGo-System einzuschalten.
7. Ihr DeVilbiss iGo-System ist nun betriebsbereit. Positionieren Sie eine Standard-Nasenkanüle an Ihrer Nase und Ihrem Gesicht. Atmen Sie normal durch die Kanüle.
8. Wahl des Betriebsmodus – Betätigen Sie den Moduswahlschalter. Das iGo-System wird mit dem letzten verwendeten Betriebsmodus und den letzten Floweinstellungen betrieben.
 - a. CF-Modus (kontinuierlicher Sauerstoffstrom) – Eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung durchströmt den Schlauch und die Nasenkanüle.
 - b. PulseDose®-Modus – Mit jedem Atemzug wird ein Sauerstoffstoß abgegeben.
9. Überprüfen der Flowrate – Verwenden Sie die Taster zur Einstellung der Flowrate, um die von Ihrem Arzt verordnete Flowrate einzustellen. **HINWEIS** – Ihr DeVilbiss-Betreuer kann die Flowrate fest eingestellt haben, so dass sie nicht geändert werden kann.
10. Wenn Sie die Verwendung des iGo-Systems beenden wollen, betätigen Sie den Netzschalter und halten Sie ihn, um das Gerät auszuschalten. Bewahren Sie das iGo-System an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501 USA

800-338-1988 • 814-443-4881 • www.DeVilbissHealthcare.com