



# J300

## CPAP NASALMASKE

### TECHNISCHE DATEN

#### Gewicht J300 Nasalmaske

Mit Kopfband (M)	66g
Kopfband	31g

#### Material

Maskenkissen	Silikon
Kopfband	Nylon und Elasthan

#### Widerstand

ca. 0,22 cmH <sub>2</sub> O @ 50 L/min.
ca. 0,95 cmH <sub>2</sub> O @ 100 L/min.

#### Abmessungen Maske

(Größe M)
62 mm (L) x 61 mm (B) x 60 mm (H)

Artikelnummer (Größe M): J300-M

### Die neue J300 CPAP-Nasalmaske von Drive DeVilbiss Healthcare.

Eine gut sitzende Maske ist bekanntlich der Schlüssel für eine erfolgreiche CPAP-Therapie. Deshalb wurde die J300 CPAP-Nasalmaske mit Blick auf die bekannten Probleme bei der Auswahl der passenden Therapiemaske entwickelt. Diese optisch ansprechende Maske ist leicht, leise, benutzerfreundlich und bietet dem Patienten maximalen Komfort.

### PRODUKTMERKMALE

- 4-Komponenten-Maske ermöglicht eine einfache Handhabung und Reinigung
- Weiches Silikonkissen für geringen Leckage-Wert
- Geräuscharmer Betrieb
- Berührungsloser Abstandhalter zur Stirn
- Kopfbänderung einfach und individuell einstellbar
- Passt sich ideal vielen Nasen- und Gesichtsformen an

Das aus besonders weichem Material gefertigte Kopfband der J300 bietet ultimativen Komfort bei gleichzeitig attraktiver Optik. Einstellbare Maskenbänder mit Schnellverschluss ermöglichen das Abnehmen der Maske mit einem Handgriff. Dank der kompakten Form, der hohen Benutzerfreundlichkeit und dem angenehmen Tragekomfort, ist die J300 das perfekte Bindeglied zwischen Patient und CPAP-Gerät.

#### Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH  
Kamenzer Straße 3  
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40  
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0  
kontakt@devilbisshc.com

[www.drivedevilbiss-int.com](http://www.drivedevilbiss-int.com)

