



J200

CPAP NASENPOLSTERMASKE

TECHNISCHE DATEN

Gewicht J200

Nasenpolstermaske

Mit Kopfband 80g

Material

Maskenpolster Silikon
Kopfband Nylon und Elasthan

Widerstand

1.2 cmH₂O @ 50 L/min.
5.0 cmH₂O @ 100 L/min.

Totraum-Volumen:

Größe S: 70ml
Größe M: 73ml
Größe L: 76ml

Die J200 Nasenpolstermaske minimiert typische Begleiterscheinungen, die eine CPAP-Therapie oftmals mit sich bringt. Ihre sehr geringe Auflagefläche sorgt für ein außergewöhnlich großes Blickfeld, was vor allem Brillenträger freuen dürfte. Leckagen werden auf ein Minimum reduziert. Gerötete Augen durch austretende Luft gehören mit der J200 Nasenpolstermaske endlich der Vergangenheit an. Die praktische Schlauchführung über Kopf und das weiche, komfortable Kopfband mit Klettverschlüssen, erlauben einen erholsamen Schlaf in allen Positionen.

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Nasenpolster in drei verschiedenen Größen in jeder Packung
- 360° Ellbogengelenk und Schlauchführung über Kopf
- Minimalistisches und ergonomisches Gesamtkonzept
- Erholsamer Schlaf in allen Positionen
- Deutliche Verringerung von Leckagen
- Komfortables Kopfband für sicheren Halt

Eine perfekt sitzende Maske ist mitunter der Garant für eine hohe Akzeptanz der CPAP-Therapie. Deshalb stand bei der Entwicklung der J200 Nasenpolstermaske vor allem das Wohlbefinden ihres Trägers im Vordergrund. Die Nasenpolstermaske J200 ist einfach in der Handhabung, kaum spürbar in der Anwendung und darüber hinaus sehr einfach zu reinigen.



Kopfband



Nasenpolster



Maskenrahmen

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com

www.drivedevilbiss-int.com

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE